Dale
Medical Products

Houder voor Nasogastrische Sonde

Instructies voor het Aanbrengen

1. Wanneer de sonde op zijn plaats zit, zorgt u dat de neus en de nasogastrische sonde beide schoon en droog zijn.
2. Reinig de neus en het gebied eromheen met een schoon washandje dat is bevochtigd met warm, schoon leidingwater (*geen zeep*). Onmiddellijk na reiniging droogt u het gebied met een schone, droge handdoek. (*Gebruik geen alcohol op deze plaats.*) Door alcohol droogt het weefsel uit en kunnen microscheurtjes in de huid ontstaan.**(A)**
3. Het verdient aanbeveling de buitenkant van de nasogastrische sonde onder de naris te reinigen om achtergebleven glijmiddel te verwijderen voordat u de houder om de sonde gaat wikkelen.
4. Trek de houder voor de nasogastrische sonde los van het draagvel, te beginnen bovenaan het neuskussentje.**(B)**
5. Plaats de APEX (^), d.w.z. de punt, van het neuskussentje lichtjes schuin op de neus van de patiënt, naar de naris met de nasogastrische sonde toe, op ongeveer 6 à 12 mm onder de neuspunt. Hierdoor kan de sonde ongehinderd hangen.**(C)**
6. Neem de tab die zich het dichtst bij de sonde bevindt, en wikkel deze spiraalsgewijs om de sonde. Laat een kleine opening zitten bij het begin van de wikkel zodat de cm-markering van de nasogastrische sonde zichtbaar blijft.**(D)**
7. Wikkel de resterende tab om de sonde met dezelfde spiraaltechniek.**(E)**
8. U kunt de datum waarop de houder voor de nasogastrische sonde is aangebracht, noteren met een niet-toxische pen of markeerstift.
9. Verwissel de houder voor de nasogastrische sonde na 3 dagen of sneller indien nodig.

Verwijderen

Om de houder voor de nasogastrische sonde van de patiënt te verwijderen, trekt u het niet-zelfklevende uiteinde van elke tab naar achteren en wikkelt u de tabs van de sonde af.

Trek de sondehouder vervolgens voorzichtig omhoog en haal hem van de neus van de patiënt af.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een video over het gebruik van het product is te vinden op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024









