Dale
Medical Products

Nenä-mahaletkun Pidin

Käyttöohjeet

1. Kun nenä-mahaletku on paikoillaan, varmista, että nenä ja letku ovat puhtaat ja kuivat.

2. Puhdista nenä ja sen ympärillä oleva alue puhtaalla pesulapulla, joka on kostutettu lämpimällä puhtaalla hanavedellä (*ei saippuaa*). Kuivaa alue välittömästi puhdistuksen jälkeen puhtaalla kuivalla pyyhkeellä. (*Älä levitä alkoholia kiinnitysalueelle.*) Alkoholi kuivattaa kudosta ja voi aiheuttaa ihon mikrohalkeilua.**(A)**

3. Suosittelemme puhdistamaan myös nenä-mahaletkun ulkopinnan sierainten alapuolelta, jotta siihen ei jää mahdollisia voitelugeelin jäämiä, ennen kuin nenä-mahaletkun pidin kääritään paikalleen.

4. Vedä nenä-mahaletkun pidin irti taustapaperista nenätyynyn yläosasta alkaen.**(B)**

5. Aseta nenätyynyn KÄRKI(^) loivassa kulmassa kohti sierainta, jossa nenä-mahaletku on, noin 6–13 mm nenän kärjen alapuolelle. Näin letku pystyy riippumaan vapaasti.**(C)**

6. Valitse letkua lähinnä oleva kieleke ja ala kääriä sitä letkun ympärille kierteisesti. Yritä jättää pieni ikkuna kääreen alkuun, jotta nenä-mahaletkun cm-merkintä jää näkyviin.**(D)**

7. Kääri jäljellä oleva toinen kieleke samalla tavalla kierteisesti.**(E)**

8. Voit merkitä nenä-mahaletkun pitimen kiinnityspäivämäärän myrkyttömällä kynällä tai markkerilla.

9. Vaihda nenä-mahaletkun pidin 3 päivän jälkeen tai tarvittaessa aiemmin.

Poistaminen

Kun haluat poistaa nenä-mahaletkun pitimen potilaalta, kierrä kääritttyinä olevat kielekkeet irti letkusta vetämällä kielekkeiden kiinnittymättömistä päistä.

Vedä letkun pidintä varovasti ylöspäin ja irrota se potilaan nenästä.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Dale on Dale Medical Products, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024









