Dale
Medical Products

Support de Sonde Naso-Gastrique

Instructions pour l'Application

1. Après avoir mis la sonde en place, assurez-vous que le nez et la sonde NG sont tous les deux propres et secs.
2. Nettoyez le nez et la zone qui l'entoure avec un gant de toilette propre humidifié avec de l'eau tiède propre du robinet (*sans savon*). Séchez la zone immédiatement après le nettoyage avec une serviette propre sèche. (*N'appliquez pas d'alcool sur cette zone d'application*) L'alcool dessèchera les tissus et pourrait provoquer des microfissures dans la peau. **(A)**
3. Nous recommandons également de nettoyer l'extérieur de la sonde NG sous la zone des narines pour éliminer tout gel lubrifiant résiduel avant de l'envelopper avec le support de sonde NG.
4. Retirez le support de sonde NG de la doublure en commençant par le haut de la plaquette nasale. **(B)**
5. Positionnez la POINTE (^) de la plaquette nasale de façon à ce qu'elle soit légèrement inclinée par rapport à la narine qui maintient la sonde NG sur le nez du patient, à environ 6 à 12 mm sous le bout du nez. Ceci permettra à la sonde de pendre librement. **(C)**
6. Choisissez la languette qui est la plus proche de la sonde et commencez à l'enrouler en spirale. Essayez de laisser une petite fenêtre au début de l'emballage pour exposer le marquage en cm de la sonde NG. **(D)**
7. Enveloppez la seconde languette qui reste en utilisant la même technique d'enroulement en spirale. **(E)**
8. Vous pouvez marquer la date à laquelle le support de la sonde NG a été appliqué avec un stylo ou un marqueur non toxique.
9. Remplacez le support de sonde NG au bout de trois jours, ou plus tôt si nécessaire.

Retrait

Pour retirer le support de la sonde NG du patient, tirez simplement sur les embouts non adhérents situés à l'extrémité de chaque languette pour les détacher de la sonde.

Continuez à tirer doucement le support de sonde vers le haut pour le retirer du nez du patient.

Usage réservé à une seule patiente. Jetable après usage.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles auprès de votre négociant en fournitures hospitalières/médicales.

Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024









