Dale
Medical Products

Nasogastraler Sondenhalter

Anwendung

1. Nach Intubation der Sonde sicherstellen, dass die Nase des Patienten und die NG-Sonde sauber und trocken sind.
2. Die Nase und den umliegenden Bereich mit einem sauberen, mit warmem, sauberem Leitungswasser (*keine Seife*) angefeuchteten Waschlappen reinigen. Den Bereich unmittelbar nach der Reinigung mit einem sauberen, trocken Tuch trocknen. (*Keinen Alkohol auf diesen Anwendungsbereich auftragen.*) Alkohol trocknet das Gewebe aus und kann Mikrorisse in der Haut verursachen. **(A)**
3. Wir empfehlen außerdem, vor dem Umwickeln der Sonde mit dem NG-Sondenhalter die Außenseite der NG-Sonde unterhalb des Nasenlochs zu reinigen, um Reste von Gleitgel zu entfernen.
4. Den NG-Sondenhalter – oben am Nasenpolster beginnend – von der Schutzfolie abziehen. **(B)**
5. Den SCHEITELPUNKT(^) des Nasenpolsters etwa 6 mm bis 12 mm unterhalb der Nasenspitze leicht schräg zum Nasenloch mit der NG-Sonde an der Nase des Patienten positionieren. Dadurch kann die Sonde frei hängen. **(C)**
6. Die der Sonde am nächsten liegende Lasche spiralförmig um die Sonde wickeln. Dabei versuchen, am Anfang der Wicklung ein kleines Fenster freizulassen, damit die cm-Markierung der NG-Sonde sichtbar bleibt. **(D)**
7. Die andere Lasche auf gleiche Weise spiralförmig um die Sonde wickeln. **(E)**
8. Das Datum, an dem der NG-Sondenhalter angebracht wurde, kann mit einem ungiftigen Stift oder Marker gekennzeichnet werden.
9. Den NG-Sondenhalter nach drei Tagen (oder früher, falls erforderlich) wechseln.

Entfernen

Zum Entfernen des NG-Sondenhalters vom Patienten die nicht haftenden Enden der Laschen greifen und die Laschen von der Sonde abwickeln.

Den Sondenhalter weiter vorsichtig nach oben von der Nase des Patienten abziehen.

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024









