Dale
Medical Products

Επίθεμα Στερέωσης Ρινογαστρικού Σωλήνα

Οδηγίες εφαρμογής

1. Αφού τοποθετήσετε τον σωλήνα στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι τόσο η μύτη όσο και ο ΡΓ σωλήνας είναι καθαρά και στεγνά.
2. Καθαρίστε τη μύτη και την περιοχή γύρω από αυτή με ένα καθαρό πανί που το έχετε υγράνει με ζεστό, καθαρό νερό βρύσης (*χωρίς σαπούνι*). Στεγνώστε την περιοχή αμέσως μετά τον καθαρισμό με μια καθαρή στεγνή πετσέτα. (*Μη χρησιμοποιείτε αλκοόλη σε αυτή την περιοχή εφαρμογής*) Η αλκοόλη θα στεγνώσει τον ιστό και μπορεί να προκαλέσει μικρορωγμές στο δέρμα. **(A)**
3. Συνιστούμε επίσης να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του ΡΓ σωλήνα κάτω από την περιοχή των ρουθουνιών για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα λιπαντικής γέλης πριν τον περιτυλίξετε με το επίθεμα στερέωσης ΡΓ σωλήνα.
4. Αποκολλήστε το επίθεμα στερέωσης του ΡΓ σωλήνα από την προστατευτική επένδυση, ξεκινώντας από το πάνω μέρος του ρινικού επιθέματος.**(B)**
5. Εφαρμόστε την ΚΟΡΥΦΗ (^) του ρινικού επιθέματος υπό ελαφρά γωνία προς τα ρουθούνια, ενώ κρατάτε τον ΡΓ σωλήνα στη μύτη του ασθενούς, περίπου 6 mm έως 12 mm κάτω από το άκρο της μύτης. Αυτό θα επιτρέψει στον σωλήνα να κρέμεται ελεύθερα.**(C)**
6. Πιάστε την ταινία που βρίσκεται πλησιέστερα στον σωλήνα και ξεκινήστε να την τυλίγετε σπειροειδώς. Προσπαθήστε να αφήσετε ένα μικρό άνοιγμα στην αρχή του περιτυλίγματος ώστε να φαίνονται οι σημάνσεις cm του ΡΓ σωλήνα.**(D)**
7. Τυλίξτε την άλλη ταινία με τον ίδιο σπειροειδή τρόπο. **(E)**
8. Μπορείτε να σημειώσετε την ημερομηνία τοποθέτησης του επιθέματος στερέωσης ΡΓ σωλήνα με μη τοξικό στυλό ή μαρκαδόρο.
9. Αλλάξτε το επίθεμα στερέωσης του ΡΓ σωλήνα μετά από 3 ημέρες ή συντομότερα εάν είναι απαραίτητο.

Αφαίρεση

Για να αφαιρέσετε το επίθεμα στερέωσης του ΡΓ σωλήνα από τον ασθενή, απλώς τραβήξτε τη μη αυτοκόλλητη άκρη κάθε ταινίας και ξετυλίξτε τις ταινίες από τον σωλήνα.

Συνεχίστε να τραβάτε προσεκτικά το επίθεμα στερέωσης του σωλήνα προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε από τη μύτη του ασθενή.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο www.dalemed.com

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Το Dale είναι σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024









