Dale
Medical Products

Supporto per Sondino Nasogastrico

Istruzioni per l'Applicazione

1. Con il sondino in posizione, verificare che sondino e naso siano puliti e asciutti.

2. Pulire il naso e l'area circostante con una salvietta pulita, inumidita con acqua corrente calda e pulita (*senza sapone*). Asciugare l'area immediatamente dopo la pulizia con una salvietta pulita e asciutta. (*Non applicare alcol su quest'area.*) L'alcol disidrata i tessuti e può causare la microfessurazione della cute **(A)**.

3. Inoltre, si consiglia di pulire l'esterno del sondino sotto la narice per eliminare gli eventuali residui di gel lubrificante prima di avvolgere il sondino stesso.

4. Staccare il rivestimento dal supporto a partire dall'apice superiore del cuscinetto per il naso **(B)**.

5. Applicare l'apice del cuscinetto sul naso, angolandolo leggermente in direzione della narice in cui è inserito il sondino, a circa 6 o 12 millimetri sotto la punta del naso. Ciò accresce la libertà di movimento del sondino **(C)**.

6. Scegliere il lembo più vicino al sondino nasogastrico e cominciare ad avvolgerlo a spirale. Lasciare esposta una finestrella all'inizio dell'avvolgimento, in modo da esporre la graduazione centimetrata apposta sul sondino **(D)**.

7. Avvolgere a spirale anche l'altro lembo **(E)**.

8. È possibile indicare la data di applicazione del sondino usando un pennarello atossico.

9. Il supporto va cambiato ogni tre giorni o con maggiore frequenza se necessario.

Rimozione

Per rimuovere il supporto dal paziente, basta retrarre le punte non aderenti dei lembi, separando quest'ultimi dal sondino.

Continuare a esercitare una delicata pressione verso l'alto sul supporto, staccandolo dal naso del paziente.

Monopaziente. Monouso

Per un video illustrante l'applicazione, visitare www.dalemed.com.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il fornitore ospedaliero/sanitario preferito.

Non contiene lattice di gomma naturale.

Dale è un marchio registrato di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024









