Dale
Medical Products

NasoGastric 튜브 홀더

착용 방법

1. 튜브가 제자리를 잡은 후, 코와 NG(NasoGastric) 튜브, 둘 모두 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하십시오.

2. 코와 그 주위를 따뜻하고 깨끗한 수도물로 축축히 묻힌 깨끗한 수건으로 깨끗하게 씻어 주십시오(*비누 사용 금지*). 깨끗한 마른 수건으로 깨끗이 닦은 후 즉시 그 부위를 수건으로 닦아 말리십시오. (*이 부착 부위에 알코올을 바르지 마십시오.*) 알코올은 그 부위 조직을 말리고 피부의 미세 균열을 야기할 수 있습니다. **(A)**

3. NG 튜브 홀더로 둘러싸기 전에 남아 있는 윤활 젤을 제거하도록 콧구멍 부위 아래에 있는 NG 튜브의 외부를 세척하는 것도 권장합니다.

4. 코 패드의 맨 위쪽부터 시작하여 라이너에서 NG 튜브 홀더를 벗겨 내십시오. **(B)**

5. NG 튜브를 환자의 코에 대고 코끝 아래에서 약 ¼" ~ ½" 떨어져 잡고 있는 상태에서 코 패드 APEX(^)를 콧구멍 쪽으로 약간의 각도로 비스듬히 위치시키십시오. 이렇게 하면 튜브가 막힘없이 매달릴 수 있는 데 도움이 됩니다. **(C)**

6. 튜브와 가장 가까운 꼬리끈으로 튜브를 나선형으로 둘러싸십시오. NG 튜브의 cm 표지를 드러내도록 둘러싸기를 시작할 시 작은 창을 남겨 두도록 하십시오. **(D)**

7. 동일한 나선 기법을 사용하여 두번째 남은 꼬리끈으로 튜브를 둘러 싸십시오. **(E)**

8. NG 튜브 홀더를 부착한 날짜를 독성이 없는 펜이나 마커로 표기해도 좋습니다.

9. 3일 후에, 또는 필요한 경우 더 빨리 NG 튜브 홀더를 교체하십시오.

제거

환자에서 NG 튜브 홀더를 벗겨 내려면, 각 꼬리 끈의 말단부의 비-부착된 끝을 그냥 잡아당겨 튜브에서 꼬리끈을 푸십시오.

계속해서 살며시 튜브 홀더를 위로 잡아당겨 환자 코에서 벗겨 내십시오.

단일 환자용. 1회용

도포 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

Dale 의료 제품들은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

Dale은 미국, EU 및 영국에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, 미국
전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024









