Dale
Medical Products

Suporte de Sonda Nasogástrica

Instruções de Aplicação

1. Depois de a sonda NG estar colocada, verifique se o nariz e a sonda NG estão limpos e secos.
2. Limpe o nariz e a área no entorno com um pano limpo humedecido com água limpa e cálida (*sem produto para limpeza*). Seque a área com uma toalha limpa e seca logo após a limpeza. (*Não aplique álcool a esta área de aplicação*). O álcool pode secar o tecido e causar microfissuras na pele. **(A)**
3. Recomendamos também que se limpe a porção externa da sonda NG abaixo da área da narina a fim de remover qualquer resíduo de gel lubrificante antes da aplicação do suporte de sonda NG.
4. Remova o suporte de sonda NG do revestimento, a começar na parte superior da almofada do nariz. **(B)**
5. Posicione o ápice (^) da almofada do nariz de forma levemente angulada na direção da narina, segurando a sonda NG no nariz do doente, a aproximadamente 6 a 12 mm abaixo da ponta do nariz. Permite-se assim que a sonda fique livremente pendente. **(C)**
6. Escolha a fita mais perto da sonda e comece por enrolar a fita de modo espiral. Tente deixar uma pequena janela no início deste processo para deixar exposta a marca de cm na sonda NG. **(D)**
7. Enrole a segunda fita restante com a mesma técnica em espiral. **(E)**
8. Pode-se escrever, com uma caneta ou com um marcador, a data em que o suporte de sonda NG foi aplicado.
9. Troque o suporte de sonda NG depois de 3 dias ou antes, se necessário.

Remoção

Para retirar o suporte de sonda NG do doente, basta puxar as extremidades não adesivas no fim de cada fita para soltá-las da sonda.

Continue a puxar o suporte de sonda com cuidado, num movimento para cima, para removê-lo do nariz do doente.

Para a utilização numa única doente. Descartável

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale é uma marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024









