Dale
Medical Products

Hållare för Nasogastrisk Sond

Appliceringsanvisningar

1. När sonden väl är på plats, säkerställ att både näsan och den nasogastriska sonden är rena och torra.
2. Rengör näsan och området runt näsan med en ren tvättlapp fuktad med rent, varmt kranvatten (*ingen tvål*). Torka området torrt omedelbart efter rengöringen, med en ren och torr handduk. (*Alkohol får inte användas på detta appliceringsområde*). Alkohol torkar ut vävnaden och kan orsaka småsprickor i huden. **(A)**
3. Vi rekommenderar också att utsidan på den nasogastriska sonden rengörs nedanför näsborren, så att eventuell kvarvarande smörjgel avlägsnas innan hållaren för nasogastrisk sond lindas runt sonden.
4. Dra av hållaren för nasogastrisk sond från skyddspapperet; börja längst upp på näsdynan. **(B)**
5. Positionera VINKELSPETSEN mellan näsdynans två flikar (^) lätt vinklad mot näsborren med sonden på patientens näsa, cirka 6–12 mm nedanför nästippen. Detta bidrar till att sonden kan hänga fritt. **(C)**
6. Välj fliken närmast sonden och börja att linda den runt sonden i ett spiralliknande mönster. Försök att lämna en liten öppning i början av lindningen så att cm-markeringen på den nasogastriska sonden är synlig. **(D)**
7. Linda den andra, kvarvarande fliken runt sonden med användning av samma spiralmönster. **(E)**
8. Du kan anteckna datumet då hållaren för nasogastrisk sond applicerades med en giftfri penna eller märkpenna.
9. Byt ut hållaren för nasogastrisk sond efter tre dagar eller tidigare om nödvändigt.

Borttagning

För att ta av hållaren för nasogastrisk sond från patienten, dra helt enkelt i de icke självhäftande ändarna på varje flik för att linda av dem från sonden.

Fortsätt att försiktigt dra sondhållaren i en uppåtgående rörelse för att ta bort den från patientens näsa.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024









