Dale
Medical Products

เทปติดสายอาหารทางจมูก (NG)

วิธีการใช้งาน

1. หลังจากที่ใส่สายอาหารเข้าที่ดีแล้ว ตรวจให้แน่ใจว่าจมูกผู้ป่วยและสาย NG สะอาดและแห้งดี

2. เช็ดทำความสะอาดจมูกผู้ป่วยและผิวบริเวณรอบ ๆ ด้วยผ้าขนหนูสะอาดชุบน้ำสะอาดและอุ่น (*ไม่ต้องใช้สบู่*) หลังจากนั้นใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดบริเวณดังกล่าวทันทีให้แห้ง (*อย่าใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่จะติดเทป*) แอลกอฮอล์จะทำให้เนื้อเยื่อแห้งและอาจทำให้เกิดรอยแตกเล็ก ๆ ที่ผิวบริเวณนั้นได้ **(A)**

3. เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดด้านนอกของสาย NG ส่วนที่อยู่ใต้บริเวณรูจมูกด้วย เพื่อขจัดเจลหล่อลื่นที่หลงเหลืออยู่ออกให้หมดก่อนที่จะพันเทปติดกับสาย NG

4. ลอกเทปติดสาย NG ออกจากแผ่นรอง โดยเริ่มตั้งแต่ส่วนบนของส่วนที่จะติดบนจมูก **(B)**

5. จัดส่วนบนสุดที่เป็นรูปตัววีคว่ำ (^) ของเทปให้เฉียงเล็กน้อยไปทางรูจมูกของผู้ป่วยด้านที่มีสาย NG โดยให้อยู่ต่ำกว่าปลายจมูกผู้ป่วยประมาณ 6 มม. ถึง 12 มมเพื่อช่วยให้สายอาหารห้อยลงมาได้อย่างอิสระ **(C)**

6. จับแถบเทปด้านที่อยู่ใกล้ที่สุดกับสายอาหารและเริ่มพันเทปลงเป็นเกลียวติดกับสายยาง พยายามเหลือช่องเล็ก ๆ ไว้ที่ด้านบนของสายเพื่อให้เห็นเครื่องหมายเซนติเมตรบนสาย NG **(D)**

7. พันแถบเทปอันที่สองที่เหลือให้ติดกับสายอาหารในแนวลงเช่นเดียวกันกับที่ทำกับอีกข้าง **(E)**

8. คุณอาจเขียนวันที่ที่ติดเทปสาย NG ด้วยปากกาหรือปากกาเมจิกปลอดสารพิษได้

9. เปลี่ยนเทปติดสาย NG หลังจากนั้น 3 วันหรือเร็วกว่านั้น หากจำเป็น

การถอดออก

หากต้องการเอาเทปติดสาย NG ออกจากจมูกผู้ป่วย เพียงดึงส่วนปลายแต่ละด้านที่ไม่มีกาวของแถบเทปออก เพื่อคลี่แถบเทปออกจากสายยาง

ค่อย ๆ ดึงเทปออกในแนวขึ้นเพื่อลอกเทปออกจากจมูกผู้ป่วย

สำหรับผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีบริการจากโรงพยาบาล/ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท่านชื่นชอบ

ไม่ได้ทำจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024









