Dale
Medical Products

Nazogastrik Sonda Sabitleme Bandı

Uygulama Talimatı

1. Nazogastrik (NG) sondayı yerleştirdikten sonra burnun ve NG sondanın hem temiz hem de kuru olduğundan emin olun.

2. Burnu ve etrafındaki bölgeyi ılık, temiz musluk suyuyla nemlendirilmiş temiz bir bezle temizleyin (*sabun kullanmayın*). Temizledikten hemen sonra bölgeyi temiz ve kuru bir havluyla kurulayın. (*Bu uygulama bölgesine alkol uygulamayın*) Alkol dokuyu kurutur ve deride mikro çatlaklara neden olabilir. **(A)**

3. Ayrıca, NG Sonda Sabitleme Bandını sarmadan önce, kayganlaştırıcı jel kalıntılarını gidermek için NG sondanın burun deliklerinin altında kalan kısmının dışını temizlemenizi öneririz.

4. NG Sonda Sabitleme Bandını burun pedinin üstünden başlayarak astarından ayırın. **(B)**

5. NG sondayı hastanın burnunda, burun ucundan 6 ila 12 mm aşağıda tutarak, burun pedinin tepesini (^) burun deliğine doğru hafif bir açıyla yerleştirin. Bu, sondanın serbestçe sarkmasına yardımcı olacaktır. **(C)**

6. Sondaya en yakın olan şeridi seçin ve spiral bir şekilde sarmaya başlayın. NG sondanın cm işaretini ortaya çıkarmak için sargının başında küçük bir açıklık bırakmaya çalışın. **(D)**

7. Geride kalan ikinci şeridi aynı spiral tekniği kullanarak sarın. **(E)**

8. NG Sonda Sabitleme Bandının uygulandığı tarihi toksik madde içermeyen bir kalem veya keçeli kalemle işaretleyebilirsiniz.

9. NG Sonda Sabitleme Bandını 3 gün sonra veya gerekirse daha erken değiştirin.

Çıkarma

NG Sonda Sabitleme Bandını hastadan çıkarmak için şeritleri açmak üzere her bir şeridin yapışkan olmayan ucunu geri çekmeniz yeterlidir.

Sonda sabitleme bandını hastanın burnundan çıkarmak için yukarı doğru hafifçe çekmeye devam edin.

Tek hastada kullanılmak üzeredir. Tek kullanımlıktır

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden sağlanabilir.

Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir.

Dale, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngiltere'de tescilli ticari markasıdır.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024









