REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

942255 REV C

©Copyright 2025

Dale®
Medical Products

BreezeLock®
Houder Voor Endotracheale Tubes

geschikt voor endotracheale tubes van 7,0 mm tot 10,0 mm
Inhoud: 1 van elk - halsband; klevende basis 273

Instructies voor het Aanbrengen

1. Reinig de tube. Laten drogen.
2. Breng de zelfklevende basis aan. **(A)** Volg de aanwijzingen op de 273-verpakking.
3. Druk de halsband op de haakzijde van het klittenband van de zelfklevende basis en zorg daarbij dat de RAIL zich in het midden boven de mond van de patiënt bevindt. **(B)**
4. Open de bevestigingslipjes aan beide uiteinden van de halsband en wikkel de band net onder de oren om het hoofd. Zet de bevestigingslipjes op de buitenkant van de halsband vast.
5. Til de OVERLAY op. Plaats het KANAAL over de endotracheale tube. Druk de OVERLAY over de RAIL en de halsband om alles goed op zijn plaats vast te zetten. Zorg dat er goed contact met de halsband wordt gemaakt, de blauwe tuberail volledig bedekt is en het kunststof kanaal verticaal gecentreerd is.
6. Ga als volgt te werk om de tube met tape aan het KANAAL vast te maken:
   - Terwijl de tube zich vrij onder het KANAAL bevindt, wikkelt u 20 cm van de sterke zelfklevende tape eenmaal om de tube. **(C)**
   - Druk het TUBEKANAAL omlaag op de tube.
   - Wikkel de tape met een voorwaartse spiraalbeweging stevig om de tube en het KANAAL op minstens 2,5 cm afstand van de patiënt **(D)**. Wikkel de tape minstens driemaal om de tube.
7. Controleer of de halsband goed vastzit en stel de bevestigingslipjes zo nodig opnieuw af.

- Vervang de tape op het KANAAL indien nodig.
- Vervang het apparaat na 72 uur of vaker indien nodig.
- Om verzwering of scheuren van de huid te voorkomen, dient u de huid en de medische gesteldheid van de patiënt te beoordelen alvorens het hulpmiddel aan te brengen. Voer dagelijks of vaker een controle uit.

Tube Opnieuw Positioneren

Houd het getapete KANAAL met één hand vast en verwijder de OVERLAY van de RAIL. Verschuif het KANAAL om de tube naar de gewenste locatie te verplaatsen. Druk de OVERLAY terug op de RAIL en de halsband om de tube op zijn plaats te vast te zetten. Zorg dat er goed contact met de halsband wordt gemaakt, de blauwe tuberail volledig bedekt is en het kunststof kanaal verticaal gecentreerd is.

Verwijderen

Het hulpmiddel moet voorzichtig worden verwijderd om beschadiging van de huid te voorkomen. Wrijf de huid opnieuw in met een huidbeschermingsdoekje als een nieuw hulpmiddel wordt aangebracht.

Dale **beveelt aan de endotracheale tube vaak opnieuw te positioneren** om door aanhoudende druk veroorzaakt letsel aan de lippen en onderliggende weefsels te helpen voorkomen.

Dale **beveelt ten zeerste aan de slangen van het beademingstoestel te ondersteunen** om de druk op het gezicht van de patiënt te verminderen.

Voor gebruik bij één patiënt. Wegwerpbaar.
Een video over het gebruik van het product is te vinden op www.dalemed.com
Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.
Octrooi www.dalemed.com/patents
Kennisgeving aan de gebruiker en/of patiënt: elk ernstig incident dat zich met dit hulpmiddel voordoet, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Dale & BreezeLock zijn geregistreerde handelsmerken van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.

PHT NON-DEHP DEHP

942255 REV C

©Copyright 2025









