REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

©Copyright 2025

Dale® Medical Products

BreezeLock® -Intubaatioputken Pidin

sopii 7,0–10,0 mm:n intubaatioputkiin
Sisältö: 1 kpl kutakin: kaulanauha, tarttuva alusta 273

Käyttöohjeet

1. Puhdista putki. Anna kuivua.
2. Kiinnitä tarttuva alusta. **(A)** Noudata 273-pakkauksen ohjeita.
3. Paina kaulanauha tarttuvan alustan tarranauhaosaan ja varmista samalla, että RAITA on keskellä potilaan suun yläpuolella. **(B)**
4. Avaa kaulanauhan kummassakin päässä olevat kiinnityskielekkeet ja kierrä nauha pään ympäri aivan korvien alapuolelle. Kiinnitä kiinnityskielekkeet kaulanauhan ulkopuolelle.
5. Nosta PÄÄLLINEN. Aseta KANAVA intubaatioputken päälle. Kiinnitä paikalleen painamalla PÄÄLLINEN RAIDAN ja kaulanauhan poikki. Varmista, että kaulanauha on hyvässä kosketuksessa, sininen putken raita on kokonaan peitetty ja muovikanava on pystysuorassa keskellä.
6. Putken teippaaminen KANAVAAN:
   - Kun putki lepää vapaasti KANAVAN alla, kääri 20 cm:n pala vahvaa teippiä kerran putken ympäri. **(C)**
   - Paina PUTKEN KANAVA alas putken päälle.
   - Kääri teippi tiukasti eteenpäin spiraalimaisesti kiertämällä putken ja KANAVAN ympärille vähintään 2,5 cm:n etäisyydelle potilaasta **(D)**. Kääri teippi putken ympärille vähintään 3 kertaa.
7. Varmista kaulanauhan pysyminen säätämällä kiinnityskielekkeitä tarpeen mukaan.

- Vaihda KANAVAN teippi tarpeen mukaan.
- Vaihda laite 72 tunnin välein tai tarvittaessa useammin.
- Arvioi potilaan iho ja terveydentila ennen kiinnittämistä haavaumien ja ihon repeämisen estämiseksi. Seuraa päivittäin tai useammin.

Putken Sijoittaminen Uudelleen

Pidä kiinni teipatusta KANAVASTA toisella kädellä ja nosta PÄÄLLINEN pois RAIDASTA. Siirrä putki haluttuun paikkaan liu'uttamalla KANAVAA. Kiinnitä putki paikalleen painamalla PÄÄLLINEN takaisin RAITAAN ja kaulanauhaan. Varmista, että kaulanauha on hyvässä kosketuksessa, sininen putken raita on kokonaan peitetty ja muovikanava on pystysuorassa keskellä.

Poistaminen

Laite tulee irrottaa varovasti, jotta iho ei vahingoitu. Levitä ihonsuojausainetta uudelleen, jos kiinnitetään toinen laite.

Dale **suosittelee, että intubaatioputken sijaintia muutetaan usein**, jotta voidaan välttää huuliin ja alla oleviin kudoksiin kohdistuvan jatkuvan paineen aiheuttamat vauriot.

Dale **suosittelee voimakkaasti myös ventilaattorin letkun tukemista** potilaan kasvoihin kohdistuvan paineen pienentämiseksi

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com

Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.

Patentti www.dalemed.com/patents

Käyttäjälle ja/tai potilaalle tarkoitettu tieto siitä, että laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.

Dale & BreezeLock ovat Dale Medical Products, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

PHT NON-DEHP DEHP

942255 REV C

©Copyright 2025









