REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

©Copyright 2025

Dale®
Medical Products

BreezeLock® Support de Sonde Endotrachéale

convient aux sondes endotrachéales de 7,0 à 10,0 mm
Contenu: 1 de chaque - collier; 273 Base adhésive

Instructions pour l'Application

1. Nettoyez la sonde. Laissez sécher.
2. Appliquez la base adhésive. **(A)** Suivez les instructions figurant sur l'emballage du produit 273.
3. Pressez le collier sur la partie à crochets de la base adhésive, en veillant à ce que la BANDE soit centrée au-dessus de la bouche du patient. **(B)**
4. Ouvrez les languettes d'attache situées aux deux extrémités du collier et enroulez le collier autour de la tête, juste en dessous des oreilles. Fixez les languettes d'attache sur l'extérieur du collier.
5. Soulevez le REVÊTEMENT. Positionnez le PORTE-SONDE au-dessus de la sonde ET. Pressez le REVÊTEMENT sur la BANDE et le collier pour le fixer en position. Assurez-vous qu'un bon contact est établi avec le collier, que la bande bleue de la sonde est complètement couverte et que le porte-sonde en plastique est centré verticalement.
6. Étapes pour coller la sonde sur le PORTE-SONDE:
   - Avec la sonde reposant librement au-dessous du PORTE-SONDE, enroulez un morceau de ruban adhésif robuste de 20 cm de long 1x autour de la sonde. **(C)**
   - Pressez le PORTE-SONDE sur la sonde.
   - Enroulez fermement le ruban dans un mouvement de spirale vers l'avant autour de la sonde et du PORTE-SONDE à au moins 2,5 cm du patient **(D)**. Assurez-vous que la sonde est enveloppée au moins trois fois.
7. Assurez la sécurité du collier en réajustant les languettes d'attache si nécessaire.

- Changez le ruban sur le PORTE-SONDE suivant les besoins.
- Changez le dispositif au bout de 72 heures, ou plus souvent si nécessaire.
- Pour éviter les ulcérations ou les déchirures de la peau, évaluez la peau et les conditions médicales du patient avant l'application. Contrôlez une fois par jour ou plus fréquemment.

Repositionnement de la Sonde

Tout en tenant d'une main le PORTE-SONDE collé, soulevez le REVÊTEMENT pour le détacher de la BANDE. Faites glisser le PORTE-SONDE pour déplacer la sonde à l'endroit souhaité. Pressez de nouveau le REVÊTEMENT sur la BANDE et le collier pour fixer la position de la sonde en place. Assurez-vous qu'un bon contact est établi avec le collier, que la bande bleue de la sonde est entièrement recouverte et que le porte-sonde en plastique est centré verticalement.

Retrait

Le dispositif doit être retiré avec précaution pour éviter tout traumatisme cutané. Réappliquez la préparation de la peau si un autre dispositif doit être appliqué.

Dale **recommande de repositionner souvent la sonde endotrachéale** pour aider à prévenir les blessures aux lèvres et aux tissus sous-jacents dues à une pression non relâchée.

Dale **recommande fortement de soutenir la sonde du ventilateur** pour réduire la pression sur le visage du patient.

À usage unique. Jetable.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.

Brevet www.dalemed.com/patents

Avis à l'utilisatrice et/ou à la patiente : tout incident grave survenu en relation avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre à l'endroit où l'utilisatrice et/ou la patiente se trouve(nt).

Dale et BreezeLock sont des marques déposées de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U., dans l'UE et au R.-U.

PHT NON-DEHP DEHP

942255 REV C

©Copyright 2025









