REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

942255 REV C ©Copyright 2025

Dale® Medical Products

BreezeLock®
Στήριγμα ενδοτραχειακού σωλήνα

Κατάλληλο για ενδοτραχειακούς σωλήνες 7,0- 10,0 mm
Περιεχόμενα: 1 από έκαστο - περιλαίμιο, αυτοκόλλητη βάση 273

Οδηγίες εφαρμογής

1. Καθαρίστε τον σωλήνα. Αφήστε τον να στεγνώσει.
2. Εφαρμόστε την αυτοκόλλητη βάση. **(A)** Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία 273.
3. Πιέστε το περιαυχένιο πάνω στην τραχιά περιοχή της αυτοκόλλητης βάσης, φροντίζοντας ώστε η ΡΑΓΑ να είναι κεντραρισμένη πάνω από το στόμα του ασθενούς. **(B)**
4. Ανοίξτε τις γλωττίδες στερέωσης που υπάρχουν στα δύο άκρα του περιαυχενίου και τυλίξτε τον ιμάντα γύρω από το κεφάλι, ακριβώς κάτω από τα αυτιά. Στερεώστε τις γλωττίδες στην εξωτερική πλευρά του περιαυχενίου.
5. Ανασηκώστε το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ . Μετακινήστε το ΚΑΝΑΛΙ πάνω από τον ενδοτραχειακό σωλήνα. Πιέστε το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ πάνω στη ΡΑΓΑ και στο περιαυχένιο για να στερεωθεί στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει καλά στο περιαυχένιο, ότι καλύπτει πλήρως την μπλε ράγα του σωλήνα και ότι το πλαστικό κανάλι είναι κάθετα κεντραρισμένο.
6. Βήματα στερέωσης του σωλήνα στο ΚΑΝΑΛΙ με ταινία:
   - Με τον σωλήνα να κρέμεται ελεύθερα κάτω από το ΚΑΝΑΛΙ, τυλίξτε ένα κομμάτι 20 cm ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία 1 φορά γύρω από τον σωλήνα. **(C)**
   - Πιέστε το ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ προς τα κάτω, πάνω στον ενδοτραχειακό σωλήνα.
   - Στερεώστε γερά την ταινία γύρω από τον σωλήνα και το ΚΑΝΑΛΙ, τυλίγοντας σπειροειδώς με κατεύθυνση προς τα εμπρός και σε μήκος τουλάχιστον 2,5 cm μακριά από τον ασθενή **(D)**. Τυλίξτε τον σωλήνα τουλάχιστον 3 φορές.
7. Βεβαιωθείτε ότι το περιαυχένιο έχει στερεωθεί καλά, ξαναρυθμίζοντας τις γλωττίδες ασφάλισης όσο χρειάζεται.

- Αλλάξτε την ταινία στο ΚΑΝΑΛΙ όποτε είναι απαραίτητο.
- Αλλάξτε το προϊόν μετά από 72 ώρες ή συχνότερα, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Για να αποφευχθεί εξέλκωση ή εκδορές του δέρματος, εκτιμήστε την κατάσταση του δέρματος του ασθενή και την ιατρική του κατάσταση πριν από την εφαρμογή. Να παρακολουθείται καθημερινά ή συχνότερα.

Αλλαγή θέσης του σωλήνα

Κρατώντας το στερεωμένο με ταινία ΚΑΝΑΛΙ με το ένα χέρι, ανασηκώστε το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ από τη ΡΑΓΑ. Σύρετε το ΚΑΝΑΛΙ για να μετακινήσετε τον σωλήνα στην επιθυμητή θέση. Πιέστε ξανά το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ πάνω στη ΡΑΓΑ και στο περιαυχένιο για να στερεώσετε τον σωλήνα στη νέα θέση. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει καλά στο περιαυχένιο, ότι καλύπτει πλήρως την μπλε ράγα του σωλήνα και ότι το πλαστικό κανάλι είναι κάθετα κεντραρισμένο.

Αφαίρεση

Η συσκευή θα πρέπει να αφαιρείται με προσοχή, ώστε να μην τραυματιστεί το δέρμα. Εφαρμόστε ξανά προστατευτικό δέρματος εάν πρόκειται να τοποθετηθεί άλλη συσκευή.

Η Dale **συνιστά να αλλάζετε συχνά τη θέση του ενδοτραχειακού σωλήνα** ώστε να αποτραπεί τραυματισμός των χειλιών και των υποκείμενων ιστών λόγω παρατεταμένης πίεσης.

Η Dale **συνιστά ιδιαίτερα να υποστηρίζεται ο σωλήνας αερισμού** ώστε να περιορίζεται η πίεση που ασκείται στο πρόσωπο του ασθενή.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο www.dalemed.com

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας www.dalemed.com/patents

Γνωστοποίηση για τον χρήστη ή/και τον ασθενή: κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το παρόν τεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Τα Dale & BreezeLock είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Hv. Βασίλειο.

PHT NON-DEHP DEHP

942255 REV C ©Copyright 2025









