REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle・Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

©Copyright 2025

Dale® Medical Products

BreezeLock® 気管内チューブホルダー

気管内チューブサイズ7.0～10.0 mmに適合
含まれるもの:ネックバンド各1個、接着剤ベース273 個

使用方法

1. チューブを洗浄し、乾燥させます。
2. 粘着ベースを付けます。**(A)** 273のパッケージにある指示に従います。
3. ネックバンドを粘着ベースのフック側に押し当てます。患者の口の中心にトラック部があることを確認してください。**(B)**
4. ネックバンドの両端部にあるファスナータブを開け、バンドを耳のすぐ下まで引いて、頭に巻きます。ファスナータブをネックバンドの外側に当てて固定します。
5. オーバーレイを持ち上げます。ETチューブに被せる様にチャンネルを留め置きます。トラックとネックバンド全体にオーバーレイを押し付け、留めます。しっかりネックバンドに留まり、青色のチューブトラックが完全に覆われ、プラスチック製のチャンネルが縦中央に揃っていることを確認します。
6. チューブをチャンネルにテープで留める手順:
   - チャンネルの下でチューブが自由に動く状態で、チューブの周りに8インチの強力な粘着テープを1周巻きます。**(C)**
   - チューブ用チャンネルをチューブに押し当てます。
   - 少なくとも1インチ患者から離し、チューブとチャンネルの周りにテープを前方にらせん状になるようしっかり巻きます **(D)**。最低3回チューブに巻き付けてください。
7. 必要に応じて、ネックバンドがきちんと固定されるようファスナータブで調整してください。

- チャンネルに巻いたテープは必要に応じて交換してください。
- デバイスは72時間後または必要な場合はそれより早く交換してください。
- 皮膚潰瘍または皮膚への損傷を避けるため、使用前に患者の皮膚の状態および健康状態を確認します。最低1日1回は確認してください。

チューブの調整

片方の手でテープの貼られたチャンネルを押さえながら、トラックからオーバーレイを持ち上げます。チャンネルをスライドさせチューブの位置を調整します。トラックに再度オーバーレイとネックバンドを押し当て、チューブを留め置きます。しっかりネックバンドに留まり、青色のチューブトラックが完全に覆われ、プラスチック製のチャンネルが縦中央に揃っていることを確認します。

取り外し

皮膚に損傷を与えないよう、気をつけてデバイスを取り外してください。別のデバイスを使用する場合、準備薬を皮膚に再度塗布します。

Dale　社は、継続的な圧力からくる唇やその下部組織への損傷を防ぐために、**気管内チューブを頻繁に再調整することをお勧めします。**

Dale　社は、患者の顔にかかる圧を軽減するために人工呼吸器の管をサポートすることを**強くお勧めします。**

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

特許 www.dalemed.com/patents

使用者／患者への通知。本デバイスに関連して発生したいかなる重大な事故も、製造会社及び使用者／患者を管轄対象とする加盟国の所轄官庁に報告すること。

DaleおよびBreezeLockは、米国、EUおよび英国におけるDale Medical Products, Inc.の登録商標です。

PHT NON-DEHP DEHP

942255 REV C

©Copyright 2025









