REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

942255 REV C ©Copyright 2025

Dale® Medical Products

BreezeLock® 기관 내관 홀더

기관 내관(크기 7.0~10.0 mm)에 끼워 맞춤
내용물: 각각 1개 – 넥밴드; 273 접착 베이스

적용 지침

1. 관을 청소하십시오. 건조시키십시오.

2. 접착식 받침대를 부착하십시오. **(A)** 273 제품 포장에 있는 지시를 따르십시오.

3. 넥밴드를 접착식 받침대의 후크 부분에 대고 누르고, 반드시 트랙이 환자의 입 위 중앙에 자리잡게 하십시오.**(B)**

4. 넥밴드의 양쪽 끝에 있는 찍찍이 탭을 열고 귀 바로 아래에서 넥밴드를 머리에 두르십시오. 찍찍이 탭을 넥밴드의 바깥쪽에 단단히 고정시키십시오.

5. 오버레이를 들어 올리십시오. 채널을 기관내 관 위에 위치시키십시오. 오버레이를 트랙과 넥밴드를 가로질러 눌러 제자리에 단단히 고정시키십시오. 넥밴드와 잘 밀착되어 있는지, 파란색 관 트랙이 완전히 덮여 있는지, 그리고 플라스틱 채널이 수직으로 중앙에 위치하는지 확인하십시오.

6. 관을 채널에 테이프로 고정하는 단계:

- 관이 채널 아래에 자유롭게 놓인 상태에서, 8인치(약 20cm) 길이의 강력한 접착 테이프를 관에 1회 감싸십시오. **(C)**
- 배관 채널을 기관내 관에 대고 누르십시오.
- 환자로부터 최소 1인치(약 2.5cm) 떨어진 곳에서 테이프로 전방으로 나선을 그리면서 관과 채널을 단단히 감싸십시오 **(D)**. 반드시 관을 최소 3회 이상 감싸십시오.

7. 필요한 경우 찍찍이 탭을 재조정하여 넥밴드를 빈틈없이 단단히 고정시키십시오.

- 필요한 경우 채널에 감은 테이프를 바꾸십시오.
- 기기를 72시간마다 또는 필요한 경우 더 자주 교체하십시오.
- 피부 궤양 또는 피부 열상을 방지하기 위해, 기기를 착용하기 전에 환자의 피부 상태 및 의학적 병태를 평가하십시오. 매일 또는 더 자주 모니터링을 하십시오.

관 위치 조정

한 손으로 테이프로 고정된 채널을 잡고, 다른 손으로 오버레이를 트랙에서 들어 올리십시오. 채널을 미끄러뜨려 관을 원하는 위치로 이동시키십시오. 오버레이를 다시 트랙과 넥밴드에 대고 눌러 관의 위치를 제자리에 단단히 고정시키십시오. 넥밴드와 잘 밀착되어 있는지, 파란색 관 트랙이 완전히 덮여 있는지, 그리고 플라스틱 채널이 수직으로 중앙에 위치하는지 확인하십시오.

제거

피부 외상을 방지하기 위해 장치를 주의하여 제거해야 합니다. 또 다른 장치를 적용해야 하는 경우 피부용 제제를 다시 도포하십시오.

누그러지지 않는 압력으로 인해 입술과 피하 조직에 상처가 나는 것을 방지하는 데 도움이 되도록 **기관 내관의 위치복원을 자주 하기를 권장합니다.**

환자 안면을 누르는 압력을 줄이기 위해 **인공호흡기 튜빙을 떠받치도록 강력히 권장합니다.**

단일 환자용. 1회용.

도포 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

특허 www.dalemed.com/patents

사용자 및/또는 환자 고지 사항: 이 기기와 관련하여 발생한 심각한 사고는 제조업체에 그리고 사용자 및/또는 환자가 정착한 회원국의 관할 당국에 보고해야 합니다.

Dale 및 BreezeLock은 미국, EU 및 영국에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.

PHT NON-DEHP DEHP

942255 REV C ©Copyright 2025









