REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

942255 REV C

©Copyright 2025

Dale® Medical Products

BreezeLock® Fixador de Tubo Endotraqueal

encaixa com tubos endotraqueais de 7 a 10 mm
Contém: 1 unidade de - cinta de fixação; base adesiva 273

Instruções de Aplicação

1. Limpe o tubo. Deixe-o secar.

2. Aplique a base adesiva. **(A)** Siga as instruções na embalagem da 273.

3. Pressione a cinta de fixação na porção em gancho da base adesiva e certifique-se de que a GUIA esteja centralizada sobre a boca do paciente. **(B)**

4. Abra as linguetas de fecho localizadas nas duas extremidades da cinta de fixação e passe a cinta em torno da cabeça, logo abaixo das orelhas. Prenda as linguetas de fecho na parte externa da cinta de fixação.

5. Levante a ABA FLEXÍVEL. Posicione o CANAL sobre o tubo ET. Pressione a ABA FLEXÍVEL sobre a GUIA e a cinta de fixação para prendê-la. Certifique-se de que haja bom contato com a cinta, que a guia azul esteja completamente coberta e que o canal plástico esteja centralizado verticalmente.

6. Etapas a seguir para fixar o tubo no CANAL:

- Com o tubo solto abaixo do CANAL, passe a fita adesiva forte de 20 cm uma vez ao redor do tubo. **(C)**
- Pressione o CANAL DO TUBO sobre o tubo.
- Passe firmemente a fita em movimento espiral para frente em torno do tubo e do CANAL, a pelo menos 2,5 cm de distância do paciente **(D)**. Certifique-se de dar pelo menos três voltas na fita.

7. Certifique-se de que a cinta de fixação esteja firme ao reajustar as linguetas de fecho, conforme necessário:

- Troque a fita do CANAL, conforme necessário.
- Troque o dispositivo após 72 horas ou antes, se necessário.
- Para evitar ulcerações ou lacerações cutâneas, avalie a pele e as condições médicas do paciente antes da aplicação. Monitore diariamente ou com mais frequência.

Reposicionamento do Tubo

Com uma das mãos segurando o CANAL fixado com a fita, levante a ABA FLEXÍVEL da GUIA. Deslize o CANAL para posicionar o tubo na localização desejada. Pressione novamente a ABA FLEXÍVEL sobre a GUIA e a cinta de fixação para firmar a posição do tubo. Certifique-se de que haja bom contato com a cinta, que a guia azul esteja completamente coberta e que o canal plástico esteja centralizado verticalmente.

Remoção

O dispositivo deve ser removido com cuidado para evitar trauma à pele. Caso outro dispositivo deva ser utilizado, faça novamente a preparação da pele.

A Dale **recomenda que se reposicione o tubo endotraqueal com frequência** para ajudar a evitar lesões nos lábios e nos tecidos subjacentes como resultado da pressão constante.

A Dale **recomenda com veemência que a tubulação do ventilador seja apoiada** para reduzir a pressão sobre a face do paciente.

Para a utilização num único doente. Descartável.

Para assistir a um vídeo de aplicação, visite www.dalemed.com

Não fabricado com látex de borracha natural.

Patente www.dalemed.com/patents

Aviso ao usuário e/ou paciente: qualquer incidente grave relacionado a este dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o usuário e/ou paciente reside.

Dale e BreezeLock são marcas comerciais registadas da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido.

PHT NON-DEHP DEHP

942255 REV C

©Copyright 2025









