REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

©Copyright 2025

Dale®
Medical Products

BreezeLock®
อุปกรณ์ยึดท่อหายใจ

ใส่ได้พอดีกับอุปกรณ์ยึดท่อหายใจขนาด 7.0-10.0 มม.
เนื้อหา: ห่วงยึดคอข้างละอัน, 273 ฐานกาวติดผิว

วิธีการใช้งาน

1. ทำความสะอาดท่อ แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

2. ติดฐานกาวติดผิว **(A)** ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ 273

3. กดสายยึดคอลงบนแถบตีนตุ๊กแกของฐานกาวติดผิว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารางสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางเหนือปากของผู้ป่วย **(B)**

4. เปิดแถบตีนตุ๊กแกที่ปลายทั้งสองข้างของสายยึดคอ แล้วพันโอบรอบศีรษะใต้หู เปิดแถบตีนตุ๊กแกที่ปลายทั้งสองข้างของสายยึดคอ แล้วพันโอบรอบศีรษะใต้หู

5. ยกแผ่นแปะขึ้น จัดวางให้ช่องเปิดอยู่เหนือท่อช่วยหายใจ กดแผ่นแปะลงบนรางสีน้ำเงินและสายยึดคอให้เข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นแปะยึดติดกับสายยึดคอดี ปิดรางท่อสีน้ำเงินให้มิดชิดทั้งหมด และช่องเปิดที่เป็นพลาสติกอยู่ตรงกลางในแนวตั้ง

6. ขั้นตอนการติดท่อด้วยเทปกาวเข้ากับช่องเปิด:

- วางท่อไว้ใต้ช่องเปิด พันเทปกาวชนิดติดแน่นยาว 8 นิ้วไปรอบท่อ 1 รอบ **(C)**
- กดช่องเปิดลงบนท่อ
- พันเทปกาวให้แน่นโดยหมุนเป็นเกลียวไปข้างหน้ารอบท่อและช่องเปิด โดยให้ห่างจากตัวผู้ป่วยอย่างน้อย 1 นิ้ว **(D)** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพันเทปกาวรอบท่ออย่างน้อย 3 รอบ

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายยึดคอกระชับดีโดยปรับแถบตีนตุ๊กแกใหม่ได้ตามความจำเป็น

- เปลี่ยนเทปกาวบนช่องเปิดตามความจำเป็น
- เปลี่ยนอุปกรณ์หลังจาก 72 ชั่วโมงหรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น
- เพื่อป้องกันการเกิดแผลเปื่อยที่ผิวหนัง หรือผิวหนังฉีกขาด ให้ตรวจสภาพผิวของผู้ป่วยและภาวะทางการแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ คอยตรวจสอบทุกวันหรือบ่อยกว่านั้น

การปรับตำแหน่งท่อ

ขณะที่ถือช่องเปิดที่พันเทปกาวด้วยมือข้างหนึ่ง ให้ยกแผ่นแปะออกจากรางสีน้ำเงิน เลื่อนช่องเปิดเพื่อขยับท่อตามตำแหน่งที่ต้องการ กดแผ่นแปะตามแนวลงบนรางสีน้ำเงินและสายยึดคอเพื่อยึดตำแหน่งของท่อให้เข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นแปะยึดติดกับกับสายยึดคอดี ปิดรางท่อสีน้ำเงินให้มิดชิดทั้งหมด และช่องเปิดที่เป็นพลาสติกอยู่ตรงกลางในแนวตั้ง

การถอดออก

ถอดอุปกรณ์ออกด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่ผิวหนัง เตรียมและทำความสะอาดผิวหนังอีกครั้งหากต้องใช้อุปกรณ์อื่น

Dale **ขอแนะนำให้ปรับตำแหน่งท่อช่วยหายใจให้บ่อยขึ้น** เพื่อช่วยป้องกันการได้รับบาดเจ็บที่ริมฝีปากและเนื้อเยื่อข้างใต้เนื่องจากถูกแรงกดทับเป็นเวลานาน

Dale **ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่ให้มีการหนุนรองชุดช่วยหายใจ** เพื่อลดแรงกดบนใบหน้าของผู้ป่วย

ใช้กับผู้ป่วยเพียงรายเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแนะนำการใช้งาน โปรดดูที่ www.dalemed.com

ไม่ได้ผลิตจากยางลาเทกซ์ธรรมชาติ

ทิธิบัตร www.dalemed.com/patents

แจ้งให้ผู้ใช้และ/หรือผู้ป่วยทราบ : เหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ ควรรายงานให้ผู้ผลิตและหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐสมาชิกที่ผู้ใช้และ/หรือผู้ป่วยตั้งอยู่ทราบ

Dale & BreezeLock เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

PHT NON-DEHP DEHP

942255 REV C

©Copyright 2025









