REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

©Copyright 2025

Dale®
Medical Products

BreezeLock® Endotrakeal Tüp Tutucu

7,0-10,0 mm büyüklüğünde endotrakeal tüpler için uygundur
İçeriği: Her birinden 1 adet - boyun bandı; 273 Yapışkan Taban

Uygulama Talimatı

1. Tüpü temizleyin. Kurumasını bekleyin.
2. Yapışkan Tabanı uygulayın. **(A)** 273 ambalajı üzerindeki yönergelere uyun.
3. İŽ'in hastanın ağzının üzerinde ortalanmasını sağlayıp boyun bandını Yapışkan Tabanın kanca kısmı üzerine bastırın. **(B)**
4. Boyun bandının her iki ucunda bulunan tutturucu şeritleri açın ve bandı kulakların hemen altından baş etrafında sarın. Tutturucu şeritleri boyun bandının dışına tutturun.
5. KAPLAMA'yı kaldırın. KANAL'ı ET tüpünün üzerine yerleştirin. Konumu sabitlemek için KAPLAMA'yı İŽ ve boyun bandı boyunca bastırın. Boyun bandına iyice yapıştığından, mavi tüp izinin tamamen kaplandığından ve plastik kanalın dikey olarak ortalandığından emin olun.
6. Tüpü KANAL'a bantlama adımları:
   - Tüp KANAL'ın altında serbest konumdayken tüpün etrafına 20 santimetrelik uzun parça güçlü yapışkan bandı 1 kat sarın. **(C)**
   - TÜP KANALI'nı tüpün üzerine aşağı bastırın.
   - Bandı tüp ve KANAL'ın etrafına, hastadan en az 2,5 cm uzakta olacak şekilde ileri doğru spiral hareketle sıkıca sarın **(D)**. Tüpü en az 3 kat sarmaya özen gösterin.
7. Tutturucu şeritleri gerektiği şekilde tekrar ayarlayarak boyun bandı güvenliğini sağlayın.

- KANAL'daki bandı gerektikçe değiştirin.
- Cihazı 72 saatten sonra veya gerekirse daha sık değiştirin.
- Cilt ülserasyonlarını veya ciltte açılmayı önlemek için uygulama öncesinde hastanın cilt durumunu ve genel sağlık durumunu değerlendirin. Günde bir kez veya daha sık izleyin.

Tüpün Tekrar Konumlandırılması

Bir elle bantlı KANAL'ı tutarken, KAPLAMA'yı İŽ'in üzerinden kaldırın. Tüpü istenen konuma getirmek için KANAL'ı kaydırın. Tüpün konumunu yerine sabitlemek için KAPLAMA'yı tekrar İŽ ve boyun bandına bastırın. Boyun bandına iyice yapıştığından, mavi tüp izinin tamamen kaplandığından ve plastik kanalın dikey olarak ortalandığından emin olun.

Çıkarma

Cilt travmasını önlemek için cihaz dikkatle çıkarılmalıdır. Başka bir cihaz uygulanacaksa yeniden Skin Prep sürün.

Dale dudaklar ve alttaki dokuların sürekli basınç nedeniyle zarar görmesini önlemeye yardımcı olmak için **endotrakeal tüpün sık sık yeniden konumlandırılmasını önermektedir.**

Dale hastanın yüzü üzerindeki basıncı azaltmak için **ventilatör tüpünün desteklenmesini kuvvetle önermektedir.**

Tek hastada kullanılmak üzere üretilmiştir. Atılabilir.

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com adresini ziyaret edin.

Doğal kauçuk lateks içermez.

Patent www.dalemed.com/patents

Kullanıcıya ve/veya hastaya not: Bu üründe ilgili bir ciddi olay yaşanması durumunda, bu olay üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın ikamet ettiği ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.

Dale & BreezeLock, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngiltere'deki tescilli ticari markalarıdır.

PHT NON-DEHP DEHP

942255 REV C

©Copyright 2025









