
Dale
Medical Products


Supporto per Trasduttori


Istruzioni per l'Applicazione

1. Posizionare il supporto lungo l'asse flebostatico (a metà torace) ed avvolgerlo attorno al braccio del paziente. Premere la chiusura a strappo per chiuderla.



2. Aprire opportunamente le linguette a strappo, farle passare attraverso la sfinestratura dei trasduttori e premerle per chiuderle.





Monopaziente. Monouso

Per un video illustrante l'applicazione, visitare www.dalemed.com.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il fornitore ospedaliero/sanitario preferito.

Non contiene lattice di gomma naturale.

Dale è un marchio registrato di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024