
Dale
Medical Products


Holder for Transduser


Påsettingsanvisninger

1. Posisjoner holderen langs den flebostatiske akse (midt på brystet), og vikle den rundt pasientens arm. Lukk borrelåsen.



2. Åpne de nødvendige borrelåsflikene, tre dem gjennom åpningen(e) i transduseren/-rne, og lukk borrelåsflikene.





Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale er et registrert varemerke for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024